

Der mobile All-in-One Arbeitsplatz für die Pflege



**AMiS-PRO** | AMiSconnect

**Success Stories**

**Integration ID MEDICS**

**ALPHATRON**  
**Medical**



**Ziel:** die letzten **50m** des Closed Loop Medication

## Aktuelle Herausforderung

- die letzten 50 Meter zum Patienten sind nicht kontrolliert

## Integration von AMiSconnect in ID MEDICS

- die volle Kontrolle auf den letzten 50 Meter des Vergabeprozesses




# AMiSconnect: MedSafe



- ✓ austauschbare und modulare Medikations-Boxen
- ✓ Abnehmen und Befüllen der Boxen unabhängig vom AMiS PRO Wagen





AMiSconnect: MedSafe

- austauschbare und modulare Medikation-Boxen
- Abnehmen und Befüllen der Boxen unabhängig vom AMiS PRO Wagen



Dezentrales Medikationsmanagement  
Smarte Cabinets und smarte Pflegewagen

- Aus dem Patienten-Kontext heraus



AMiSconnect

MedSafe



- austauschbare und modulare Medikations-Boxen
- Abnehmen und Befüllen der Boxen unabhängig vom AMiS PRO Wagen

# Integration in ID MEDICS



Medikationsübersicht

Pan, Peter (\*04.05.1966), 55 Jahre, männlich

!

ZE

Änderungen

Hinweise

Christian

Di. 08.02.

Wirkstoff inkl. Darreichungsform

Ansicht: 24 Stunden

Ausgabe für Patient  
Weitere Behälter

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	
<b>subcutan</b>																								
Berlinsulin H Basal 100 IE/ml Patrone - (S) 10-0-0 I.E.																								
<b>Antithrombotika</b>																								
ASS-ratio 100mg Tab - (A) 1-1-1 Tabl.; 0-0-100 mg																								
<b>Bedarfsmedikation</b>	Eine Verordnung dieser Gruppe kann sowohl Gaben basierend auf Bedarfsdosierungen als auch festen Dosierungen enthalten.																							
Simvaheal 20mg FTA - (A) Komplexe Dosierung, siehe Anzeige																								
Zopiclon-ratio 3,75mg FTA - (A) max. TD 7.5 mg, ED 3.75 mg																								

Neue Verordnung

## AMiSconnect MedSafe



### MedSafe-individual


Die Integration in ID medics ermöglicht die Freigabe und damit das Öffnen und Schließen des zugeordneten Medikationsfaches des aufgerufenen Patienten.



## AMiS-PRO + AMiSconnect

- Suche nach dem richtigen Medikationsfach entfällt
- Kontinuierlich gesicherte Medikationsfächer
- Zentrale Benutzerauthentifizierung
- Protokollierung aller Benutzeraktionen => Dashboard!

## Integration ID MEDICS



## Vorteile



Bis zu **27 Minuten**  
**Zeitersparnis**  
pro Pflegeperson und  
Arbeitschicht \*



Stark verbesserte  
**Arzneimittelsicherheit**



Kontinuierlich **gesicherte**  
**Medikationsfächer**

\* Im Vergleich zur Benutzung eines separaten Medikamentenwagens



## **Befüllen:**

- ✓ Zentral in der Apotheke
- ✓ Dezentral auf Station

## **Logistische Lösung:**

- ✓ Transport der Medikations-Box
- ✓ Austausch patientenspezifischer Medikationsfächer bei Verlegung